

手すりの選び方

手すりは、立ち上がりや起き上がり時に握ったり、つかまったりして動作を安全かつ容易にするためと、座位や立位姿勢の保持のための支えの役割があります。

ご本人の状態と目的、設置環境に合わせて選択しましょう。

● 手すりの種類と選び方

立ち上がり、起き上がりの安全のために

■ 設置場所： 居間・寝室・廊下・玄関など


設置型

手すりの取付が困難な場所に置いて利用します。
玄関の段差昇降、ベッドからの立ちすわりの補助として。



天井固定型

工事不要で取付可能です。
壁のない場所の手すりとして。




歩行時の支えのために

■ 設置場所： 居間・寝室・廊下

設置型

安全な歩行のために。
歩行練習用に据え置き型の手すりとして。



姿勢の支えと立ち上がりのために

■ 設置場所： 居間・寝室・廊下・玄関・トイレなど

設置型

既存の便器、ポータブルトイレに設置します。トイレでの
座位の安定、便器からの立ちすわりの補助として。

