

移動用リフトの選び方


移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。
本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。

● 外出するために

■ 玄関用（屋内設置）

玄関などの段差に設置します。

歩行での段差昇降が不安定な方に




■ アプローチ用（屋外設置）

車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。

スペースに合わせてお選びください。

車いすで自宅の出入りをされる方に



● 立ち上がるために

■ 立ち上がり座いす

座いすタイプ。立ち座りに際し座面が電動で昇降し補助します。


床からの立ち座りが不安定な方に



■ 立ち上がりいす

いすタイプ。立ち座りに際し座面が電動で昇降し補助します。

いすからの立ち座りが不安定な方に




● 乗り移るために

■ 介護リフト

ベッドからの移乗用リフトです。スペースに合わせてお選びください。

ベッドからの移乗時の介護負担を軽減します




※吊り具の購入が必要です。

● 入浴するために

■ 入浴用リフト


浴槽に入るための電動リフトです。

浴槽の出入りが困難な方に



脱衣室から浴室、浴槽までのリフトです。

浴室・浴槽の出入りが困難な方に



※吊り具の購入が必要です。